



Contenido

BACTERIOLOGÍA	2
MULTIBAC. PARA BACTERIAS GRAM (+) I.D.	2
MULTIBAC. PARA BACTERIAS GRAM (-) I.D.	2
MULTIBAC. CON ANTIBIÓTICOS COMBINADOS (+-) I.D.	3
SUSPIBAC. I.D.	3
COAGULACIÓN	4
TROMBOPLASTINA LÍQUIDA ACTIVADA. I.D.	4
TROMBOPLASTINA PARCIAL LÍQUIDA ACTIVADA. I.D.	4
INMUNOLOGÍA	5
ANTÍGENOS FEBRILES. I.D.	5
ANTÍGENO ROSA DE BENGALA. I.D.	6
ANTÍGENO BRUCELLA 2-MERCAPTO-ETANOL. I.D.	6
PERFIL REUMÁTICO	7
FACTOR REUMATOIDE. I.D.	7
➤ <i>Pruebas indirectas.</i>	
➤ <i>Pruebas directas, (próximo lanzamiento).</i>	
PROTEÍNA C REACTIVA. I.D.	8
➤ <i>Pruebas indirectas.</i>	
➤ <i>Pruebas directas, (próximo lanzamiento).</i>	
SÍFILIS	9
ANTÍGENO U.S.R. I.D.	9
PRUEBA RÁPIDA DE REAGINAS. I.D.	9
NOTAS.....	10



BACTERIOLOGÍA

*Catálogo**Descripción*

MULTIBAC. PARA BACTERIAS GRAM (+). I.D.

PT-34 Caja con 50 Multidiscos

Para la determinación a la sensibilidad de 12 antimicrobianos contra bacterias Gram (+).

1. Ampicilina	(AM)	10 mcg
2. Cefalotina	(CF)	30 mcg
3. Cefotaxima	(CFX)	30 mcg
4. Ciprofloxacina	(CPF)	5 mcg
5. Clindamicina	(CLM)	30 mcg
6. Dicloxacilina	(DC)	1 mcg
7. Eritromicina	(E)	15 mcg
8. Gentamicina	(GE)	10 mcg
9. Penicilina	(PE)	10 U
10. Tetraciclina	(TE)	30 mcg
11. Sulfametoxazol / Trimetoprim	(STX)	25 mcg
12. Vancomicina	(VA)	30 mcg

MULTIBAC. PARA BACTERIAS GRAM (-). I.D.

PT-35 Caja con 50 Multidiscos

Para la determinación a la sensibilidad de 12 antimicrobianos contra bacterias Gram (-).

1. Amikacina	(AK)	30 mcg
2. Ampicilina	(AM)	10 mcg
3. Carbencilina	(CB)	100 mcg
4. Cefalotina	(CF)	30 mcg
5. Cefotaxima	(CFX)	30 mcg
6. Ciprofloxacina	(CPF)	5 mcg
7. Cloranfenicol	(CL)	30 mcg
8. Gentamicina	(GE)	10 mcg
9. Netilmicina	(NET)	30 U
10. Nitrofurantoína	(NF)	300 mcg
11. Norfloxacina	(NOF)	10 mcg
12. Sulfametoxazol / Trimetoprim	(STX)	25 mcg



MULTIBAC. CON ANTIBIÓTICOS COMBINADOS (+-). I.D.

PT-36 Caja con 50 Multidiscos

Para la determinación a la sensibilidad de 12 antimicrobianos contra bacterias Gram (+) Y Gram (-). De amplio espectro.

1. Amikacina	(AK)	30 mcg
2. Ampicilina	(AM)	10 mcg
3. Cefalotina	(CB)	100 mcg
4. Cefotaxima	(CF)	30 mcg
5. Dicloxacilina	(CFX)	30 mcg
6. Ceftriaxona	(CPF)	5 mcg
7. Cloranfenicol	(CL)	30 mcg
8. Gentamicina	(GE)	10 mcg
9. Netilmicina	(NET)	30 U
10. Nitrofurantoína	(NF)	300 mcg
11. Penicilina	(NOF)	10 mcg
12. Sulfametoxazol / Trimetroprim	(STX)	25 mcg

SUSPIBAC. I.D.

Para la identificación presuntiva de bacterias.

PT-37 Suspibac "A"

Contenido:

- 1 frasco con 50 discos.

Para la identificación presuntiva de ***Streptococcus*** del grupo "A" de Lancefield: ***Streptococcus pyogenes***.

Clave de Cuadro Básico: 080.316.0555

PT-38 Suspibac "Pn"

Contenido:

- 1 frasco con 50 discos.

Para la identificación presuntiva de ***Streptococcus neumonie***.

Clave de Cuadro Básico: 080.316.0118

PT-39 Suspibac "OXI"

Contenido:

- 1 frasco con 50 discos.

Para la identificación de bacterias citocromo-oxidasa positivas, tales como las del género: ***Pseudomonas*** y ***Neisseria***.

Clave de Cuadro Básico: 080.316.0647



COAGULACIÓN

Catálogo

Descripción

TROMBOPLASTINA LÍQUIDA ACTIVADA. I.D.

Para determinación del Tiempo de Protrombina (TP).

PT-21-01 Equipo para 20 determinaciones

Contenido:

- 1 frasco de tromboplastina líquida activada con 2.1ml.
 - 1 frasco de Cloruro de Calcio 0.02M con 2.1ml c/u.
- ISI = 1.41

Clave de Cuadro Básico: 080.414.1521

PT-20 Equipo para 80 determinaciones

Contenido:

- 2 frascos de tromboplastina líquida activada con 4.2ml c/u.
 - 2 frascos de Cloruro de Calcio 0.02M con 4.2ml c/u.
- ISI = 1.41

Clave de Cuadro Básico: 080.414.1539

PT-21 Equipo para 200 determinaciones

Contenido:

- 5 frascos de tromboplastina líquida activada con 4.2ml c/u.
 - 5 frascos de Cloruro de Calcio 0.02M con 4.2ml c/u.
- ISI = 1.41

Clave de Cuadro Básico: 080.414.1539

TROMBOPLASTINA PARCIAL LÍQUIDA ACTIVADA. I.D.

Para determinación del Tiempo Parcial de Tromboplastina (TPT).

PT-22 Equipo para 80 determinaciones

Contenido:

- 2 frascos de tromboplastina parcial líquida activada con 4.0ml c/u.

Clave de Cuadro Básico: 080.414.1554

PT-23 Equipo para 200 determinaciones

Contenido:

- 5 frascos de tromboplastina parcial líquida activada con



4.0ml c/u.

Clave de Cuadro Básico: 080.414.1554

INMUNOLOGÍA

Catálogo

Descripción

ANTÍGENOS FEBRILES. I.D.

Para diagnóstico de enfermedades infecciosas.

**PT-05 Equipo con 6 frascos de antígenos diferentes
c/u con 5ml.**

Sin sueros control

Contenido:

- 1 frasco de antígeno tífico "O" con 5ml
- 1 frasco de antígeno tífico "H" con 5ml
- 1 frasco de antígeno paratífico "A" con 5ml
- 1 frasco de antígeno paratífico "B" con 5ml
- 1 frasco de antígeno Huddleson (*Brucella Abortus*) con 5ml
- 1 frasco de antígeno Weill Félix (*Proteus OX-19*) con 5ml

**PT-06 Equipo con 6 frascos de antígenos diferentes
c/u con 5ml y 2 controles de 2ml c/u.**

Con sueros control

Contenido:

- 1 frasco de antígeno tífico "O" con 5ml
- 1 frasco de antígeno tífico "H" con 5ml
- 1 frasco de antígeno paratífico "A" con 5ml
- 1 frasco de antígeno paratífico "B" con 5ml
- 1 frasco de antígeno Huddleson (*Brucella Abortus*) con 5ml
- 1 frasco de antígeno Weill Félix (*Proteus OX-19*) con 5ml
- 1 frasco de suero control positivo con 2ml
- 1 frasco de suero control negativo con 2ml

ST-03 Frasco de antígeno tífico "O" con 5ml

Clave de Cuadro Básico: 080.074.0367

ST-04 Frasco de antígeno tífico "H" con 5ml

Clave de Cuadro Básico: 080.074.0375

ST-05 Frasco de antígeno paratífico "A" con 5ml



- ST-06** Frasco de antígeno paratífico "B" con 5ml
- ST-07** Frasco de antígeno Huddleson (Brucella Abortus) con 5ml
Clave de Cuadro Básico: 080.074.0383
- ST-12** Frasco de antígeno Weill Félix (Proteus OX-19) con 5ml
- ST-34** Frasco de suero control positivo con 5ml
Clave de Cuadro Básico: 080.835.0573
- ST-35** Frasco de suero control negativo con 5ml
Clave de Cuadro Básico: 080.835.0581

ANTÍGENO ROSA DE BENGALA. I.D.

Para diagnóstico precoz de brucelosis.

PT-17 **Equipo para 50 determinaciones**

Contenido:

- 1 frasco con 1.8ml de antígeno Rosa de Bengala.
- 1 frasco con 1.0ml de suero control positivo.
- 1 frasco con 1.0ml de suero control negativo.

PT-19 **Equipo para 166 determinaciones**

Contenido:

- 1 frasco con 5.0ml de antígeno Rosa de Bengala.
- 1 frasco con 5.0ml de suero control positivo.
- 1 frasco con 5.0ml de suero control negativo.

Clave de Cuadro Básico: 080.074.1456

ANTÍGENO BRUCELLA 2-MERCAPTO-ETANOL. I.D.

Prueba confirmatoria en tubo para determinación de IgG.
Específica contra Brucella Abortus.

PT-14 **Equipo para 100 determinaciones**

Contenido:

- 1 frasco de antígeno Brucella Abortus con 5ml.
- 1 frasco de reactivo 2-Mercapto-Etanol al 98%.
- 1 frasco de diluyente con 100ml.

Clave de Cuadro Básico: 080.074.1464



PERFIL REUMÁTICO

Catálogo

Descripción

FACTOR REUMATOIDE. I.D.

Prueba en látex para detección de Factor Reumatoide en suero.

➤ **Pruebas indirectas.**

PT-30 Equipo para 50 determinaciones

Contenido:

- 1 frasco con 2.5ml de reactivo de látex sensibilizado.
- 1 frasco con 0.5ml de suero control positivo.
- 1 frasco con 0.5ml de suero control negativo.
- 1 frasco con 60ml de solución amortiguadora.
- 1 placa de reacción.
- 50 mezcladores desechables.

PT-31 Equipo para 100 determinaciones

Contenido:

- 1 frasco con 5.0ml de reactivo de látex sensibilizado.
- 1 frasco con 0.5ml de suero control positivo.
- 1 frasco con 0.5ml de suero control negativo.
- 2 frascos con 60ml c/u de solución amortiguadora.
- 1 placa de reacción.
- 100 mezcladores desechables.

Clave de Cuadro Básico: 080.414.0077

➤ **Pruebas directas, (próximo lanzamiento).**

PT-30-A Equipo para 50 determinaciones

Contenido:

- 1 frasco con 2.5ml de reactivo de látex sensibilizado.
- 1 frasco con 0.5ml de suero control positivo.
- 1 frasco con 0.5ml de suero control negativo.
- 1 placa de reacción.
- 50 mezcladores desechables.

PT-31-A Equipo para 100 determinaciones

Contenido:

- 1 frasco con 5.0ml de reactivo de látex sensibilizado.
- 1 frasco con 0.5ml de suero control positivo.



- 1 frasco con 0.5ml de suero control negativo.
- 1 placa de reacción.
- 100 mezcladores desechables.

Clave de Cuadro Básico: 080.414.0077

PROTEÍNA C REACTIVA. I.D.

Prueba en látex para detección de Proteína C Reactiva en suero.

➤ **Pruebas indirectas.**

PT-32 Equipo para 50 determinaciones

Contenido:

- 1 frasco gotero con 2.5ml de reactivo de látex sensibilizado.
- 1 frasco gotero con 0.5ml de suero control positivo.
- 1 frasco gotero con 0.5ml de suero control negativo.
- 1 frasco con 60ml de glicinato de sodio.
- 1 placa de reacción.
- 50 pipetas mezcladores desechables

Clave de Cuadro Básico: 080.414.1505

PT-33 Equipo para 100 determinaciones

Contenido:

- 1 frasco gotero con 5.0ml de reactivo de látex sensibilizado.
- 1 frasco con 0.5ml de suero control positivo.
- 1 frasco con 0.5ml de suero control negativo.
- 2 frascos con 60ml c/u de glicinato de sodio.
- 1 placa de reacción.
- 100 pipetas mezcladores desechables.

Clave de Cuadro Básico: 080.414.1513

➤ **Pruebas directas, (próximo lanzamiento).**

PT-32-A Equipo para 50 determinaciones

Contenido:

- 1 frasco gotero con 2.5ml de reactivo de látex sensibilizado.
- 1 frasco gotero con 0.5ml de suero control positivo.
- 1 frasco gotero con 0.5ml de suero control negativo.
- 1 placa de reacción.
- 50 pipetas mezcladores desechables

Clave de Cuadro Básico: 080.414.1505

PT-33-A Equipo para 100 determinaciones

Contenido:

- 1 frasco gotero con 5.0ml de reactivo de látex sensibilizado.



- 1 frasco con 0.5ml de suero control positivo.
- 1 frasco con 0.5ml de suero control negativo.
- 1 placa de reacción.
- 100 pipetas mezcladores desechables.

Clave de Cuadro Básico: 080.414.1513

SÍFILIS

Catálogo

Descripción

ANTÍGENO U.S.R. I.D. **(Antígeno V.D.R.L.)**

Para diagnóstico de Sífilis en plasma o suero sin inactivar.

**PT-01 Equipo para 300 determinaciones
Sin sueros control.**

Contenido:

- 1 frasco con 6ml de antígeno U.S.R.
- 1 aguja calibre No. 20.

Clave de Cuadro Básico: 080.074.1019

**PT-02 Equipo para 300 determinaciones
Con sueros control.**

Contenido:

- 1 frasco con 6ml de antígeno U.S.R.
- 1 aguja calibre No. 20.
- 1 frasco de suero control positivo.
- 1 frasco de suero control negativo.

Clave de Cuadro Básico: 080.074.1019

PRUEBA RÁPIDA DE REAGINAS. I.D. **RPR o PRR**

Para diagnóstico de Sífilis en plasma o suero.

**PT-03 Equipo para 200 determinaciones
Sin sueros control.**

Contenido:

- 200 pipetas desechables.
- 20 tarjetas de reacción.
- 1 aguja calibre No. 20.
- 1 gotero.



- 1 instructivo.
- 1 frasco con 4ml de reactivo.
- 1 frasco vacío de 7ml.

Clave de Cuadro Básico: 080.354.0145

**PT-04 Equipo para 200 determinaciones
Con sueros control.**

Contenido:

- 200 pipetas desechables.
- 20 tarjetas de reacción.
- 1 aguja calibre No. 20.
- 1 gotero.
- 1 instructivo.
- 1 frasco con 4ml de reactivo.
- 1 frasco vacío de 7ml.
- 1 frasco con suero control positivo.
- 1 frasco con suero control negativo.

Clave de Cuadro Básico: 080.354.0145