



Drogas de Abuso

Prueba de Cotinina



La prueba SERATEC® Drug Screen COT es un inmunoensayo de flujo lateral en un paso para la detección cualitativa de Cotinina en orina humana con concentración de punto de corte de 200 ng/ml. Se pretende que este producto sea para uso profesional, se obtiene un resultado visual y cualitativo.

Catálogo	Parámetro	Formato	Contenido
COT/40	Cotinina	Cassette	x40 / x12



Tumorales e Inflamatorios

Detección de Marcadores tumorales

Prueba de PSA



La prueba de PSA (Antígeno Prostático Específico) Seratec PSA SEMIQUANT ha sido desarrollada para la determinación de niveles elevados de t-PSA en suero o sangre entera. Ideal como un primer y rápido ensayo de tamizaje y ha sido diseñado como una prueba semicuantitativa que brinda resultados en menos de 10 minutos.



Catálogo	Parámetros	Espécimen	Formato	Contenido
PSM400T/40	Antígeno Prostático Específico (PSA)	Sangre Entera/Suero	Cassette	x40