



Prueba de Adulterantes en orina **UrineCheck7i**

La tira de detección de Adulterantes en Orina UrineCheck 7 tiene el objetivo de evaluar la integridad de los especímenes de orina antes de realizar las pruebas de drogas de abuso, la tirilla de prueba de adulteración de orina UrineCheck 7, ayuda a la determinación cualitativa visual de creatinina, nitrito, glutaraldehido, ph, gravedad específica, almidón y clorocromato de piridinio en la orina.



Catálogo	Parámetros	Contenido
D700-25G	OX, SG, PH, NI, GL, CR, PCC	 x25 sobres laminados

