

Analizador Automático de Hematología Veterinaria RT7600Vet



- Diferenciación de 3 partes de WBC, 20 parámetros + 3 histogramas.
- Alto rendimiento: 60 pruebas por hora.
- Mínimo volumen de Muestra: 9,8 μ L (sangre entera), 20 μ L (prediluida).
- Pantalla táctil LCD - TFT de 10.4" a color, impresora integrada.
- Software Multilenguaje intuitivo y fácil de usar.
- Almacenamiento de hasta 50.000 resultados de muestras, incluyendo histogramas.



Perfiles de animales pre instalados

- Perro • Gato • Conejo • Cerdo • Caballo • Cabra • Mono


Más 4 definidas por el usuario.




Resultados de la prueba



Ajuste de valores normales



Opción de calibración manual



Registro histórico de pruebas



Selección del tipo de animal

Especificaciones Técnicas

Tipo de Animal:	Perro, Gato, Conejo, Cerdo, Caballo, Cabra, Mono, más 4 definidas por el usuario
Parámetros:	WBC, LYM#, MONO#, GRA#, LYM%, MONO%, GRA%, RBC, HBG, MCHC, MCH, MCV, RDW-CV, RDW-SD, HTC, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR e Histogramas para WBC, RBC y PLT
Principio de Medición:	Impedancia eléctrica para conteo de WBC, RBC y PLT
Volúmen de muestra:	Sangre entera 9,8 μ L , prediluida 20 μ L
Rendimiento:	60 muestras por hora
Pantalla:	Táctil LCD - TFT de 10.4 pulgadas a color
Alarmas:	Mensajes de error
Entradas/Salidas:	RS-232, USB, LAN, Interfaz para teclado y mouse
Impresión:	Impresora térmica, ancho de papel 55mm, varios formatos de impresión, opción a impresora externa
Condiciones de Operación:	Temperatura de 15-35°C , Humedad \leq 80%
Fuente de poder:	CA 110V-220V, 50/60Hz
Dimensiones:	Largo 436 mm, Ancho 363 mm y Alto 367 mm
Peso:	18 kg.