

## Immunomat™ virion\serion

El Immunomat™ es un autómata de sobremesa de 4 placas con sistema de pipeteo integrado, transportador de placas, lavadora ELISA y lector. Cuatro posiciones de placa e incubadoras con función de agitación para garantizar una carga de trabajo eficiente del instrumento que permite el procesamiento de hasta siete placas de microtitulación.



### Características

- 4 placas (máximo 7).
- Procesa hasta 16 parámetros por placa.
- Función de multi-dispensado.
- 4 cámaras de incubación/agitación independientes.
- Función de recarga de muestras, reactivos y placas.
- Lector de código de barras 2D para certificados de control de calidad y parámetros.
- Identificación de muestras, reactivos y placas mediante código de barras.
- Detección de coágulos y eliminación de burbujas.
- Reportes por paciente o parámetro.
- Sensor de niveles de líquidos con alarma.
- Conexión bidireccional vía interfaz ASTM.

Catálogo	Presentación	Descripción
VT020	Equipo	Immunomat Analizador ELISA (4PL)

## Pruebas de Elisa Enfermedades Infecciosas

### ELISA classic virion\serion



SERION ELISA clásico son inmunoensayos cuantitativos y cualitativos para la detección de anticuerpos humanos en suero, plasma y líquido cefalorraquídeo en caso necesario contra antígenos específicos de bacterias, virus, hongos o parásitos para ayudar en el diagnóstico de enfermedades infecciosas.

### Características

- Todos los kits son cuantitativos y tienen el mismo protocolo de trabajo.
- Estandarización con patrones internacionales (WHO, Inst. Koch, entre otros.) UI/ml.
- Cuantificación exacta mediante la función de 4 parámetros 4PL.
- Económico: un punto de calibración.
- Microtiras individuales y fraccionables.
- Cada tira identificada con nombre del patógeno y tipo de anticuerpo.
- Reactivos listos para usar, coloreados y con código de barras.

# Reactivos



	Catálogo	Parámetro	Presentación	Registro Sanitario
	Z200	Rf-Absorbent 20ml		
Chlamydia	ESR1371A	Chlamydia pneumoniae IgA Kit		1605R2017 SSA
	ESR1371G	Chlamydia pneumoniae IgG Kit		1605R2017 SSA
	ESR1371M	Chlamydia pneumoniae IgM Kit		1605R2017 SSA
	ESR1372A	Chlamydia trachomatis IgA Kit		1696R2017 SSA
	ESR1372G	Chlamydia trachomatis IgG Kit		1696R2017 SSA
	ESR1372M	Chlamydia trachomatis IgM Kit		1696R2017 SSA
EBV	ESR1361G	Epstein-Barr Virus (EBV) VCA IgG Kit		1606R2017 SSA
	ESR1361M	Epstein-Barr Virus (EBV)/VCA IgM Kit		1606R2017 SSA
H. Pylori	ESR118A	Helicobacter pylori IgA Kit		1158R2017 SSA
	ESR118G	Helicobacter pylori IgG Kit		1158R2017 SSA
	ESR118M	Helicobacter pylori IgM Kit		1158R2017 SSA
Leptospira	ESR125G	Leptospira IgG Kit		0935R2017 SSA
	ESR125M	Leptospira IgM Kit		0935R2017 SSA
	ESR127A	Mycoplasma pneumoniae IgA Kit		1154R2017 SSA
	ESR127G	Mycoplasma pneumoniae IgG Kit		1154R2017 SSA
Mycoplasma	ESR127M	Mycoplasma pneumoniae IgM Kit		1154R2017 SSA
	B109AVID	Cytomegalovirus (CMV) Avidity Reagent	x96	1528R2017 SSA
	ESR109G	Cytomegalovirus (CMV) IgG Kit		1528R2017 SSA
ESR109M	Cytomegalovirus (CMV) IgM Kit	1528R2017 SSA		
Torch	ESR1051G	Herpes simplex Virus (HSV) 1 IgG Kit		1156R2017 SSA
	ESR1051M	Herpes simplex Virus (HSV) 1 IgM Kit		1156R2017 SSA
	ESR1052G	Herpes simplex Virus (HSV) 2 IgG Kit		1156R2017 SSA
	ESR1052M	Herpes simplex Virus (HSV) 2 IgM Kit		1156R2017 SSA
	ESR105A	Herpes simplex Virus (HSV) 1+2 IgA Kit		1157R2017 SSA
	ESR105G	Herpes simplex Virus (HSV) 1+2 IgG Kit		1157R2017 SSA
	ESR105M	Herpes simplex Virus (HSV) 1+2 IgM Kit		1157R2017 SSA
	B129AVID	Rubella Virus Avidity Reagent		1160R2017 SSA
	ESR129G	Rubella Virus IgG Kit		1160R2017 SSA
	ESR129M	Rubella Virus IgM Kit		1160R2017 SSA
	B110AVID	Toxoplasma gondii Avidity Reagent		1155R2017 SSA
	ESR110G	Toxoplasma gondii IgG Kit		1155R2017 SSA
	ESR110M	Toxoplasma gondii IgM Kit		1155R2017 SSA
	Tropical	ESR114G	Dengue Virus IgG Kit	
ESR114M		Dengue Virus IgM Kit		1159R2017 SSA

# Controles Disponibles

	Catálogo	Parámetro	Presentación	Registro Sanitario
Tropical	BC114G	Dengue Virus IgG 1x3mL		1159R2017 SSA
	BC114M	Dengue Virus IgM 1x3mL		1159R2017 SSA
H. Pylori	BC118A	Helicobacter pylori IgA 1x3mL		1158R2017 SSA
	BC118G	Helicobacter pylori IgG 1x3mL		1158R2017 SSA
	BC118M	Helicobacter pylori IgM 1x3mL		1158R2017 SSA
Herpes	BC1051G	Herpes simplex Virus 1 IgG 1x3mL		1156R2017 SSA
	BC1051M	Herpes simplex Virus 1 IgM 1x3mL		1156R2017 SSA
	BC105A	Herpes simplex Virus 1+2 IgA 1x3mL		1157R2017 SSA
	BC105G	Herpes simplex Virus 1+2 IgG 1x3mL		1157R2017 SSA
	BC105M	Herpes simplex Virus 1+2 IgM 1x3mL		1157R2017 SSA
Leptospira	BC125G	Leptospira IgG 1x3mL	x96	0935R2017 SSA
	BC125M	Leptospira IgM 1x3mL		0935R2017 SSA
	BC127A	Mycoplasma pneumoniae IgA 1x3mL		1154R2017 SSA
	BC127G	Mycoplasma pneumoniae IgG 1x3mL		1154R2017 SSA
Mycoplasma	BC127M	Mycoplasma pneumoniae IgM 1x3mL		1154R2017 SSA
	BC129G	Rubella Virus IgG 1x3mL		1160R2017 SSA
	BC129M	Rubella Virus IgM 1x3mL		1160R2017 SSA
Toxo	BC110G	Toxoplasma gondii IgG 1x3mL		1155R2017 SSA
	BC110M	Toxoplasma gondii IgM 1x3mL		1155R2017 SSA

